




Catálogo 2026


PRODUCTOS DE RETINA CATÁLOGO 2026

DELOALTO
Latinoamérica




Aceites de Silicón

Polidimetilsiloxano 100% ultra-purificado en viales de 10ml, ideal para sostener la retina y prevenir daños mayores con liberación gradual.



ZYESIL 1000 cSt
1000 cst Vial de 10ml



ZYESIL 5000 cSt
5000 cst Vial de 10ml

Sustancias perfluoradas

100% fluorado, libre de subproductos que contienen hidrógeno.



ZYE OCTANE
Perfluro-N-Octano Vial de 5ml

Azul Brillante

Agente de contraste estéril y biocompatible, Solución acuosa estéril, libre de pirógenos, de color azul.



OCCUBLUE PLUS
Vial de 1ml
Caja x 5 unid

Gases C3F8

El octafluoropropano (C3F8) es un producto médico que se utiliza para la reparación de desprendimientos de retina.



Gases SF6

El gas está compuesto de hexafluoruro de azufre (SF6), un gas no reactivo que es altamente efectivo para proporcionar un efecto de taponamiento en el ojo, manteniendo así la retina en su lugar.



Bandas de Retina

Las bandas de silicona dispositivos oftálmicos utilizados en procedimientos de retina, Fabricadas con Silicona médica de alta calidad



SilicoCare

Diámetro 2.5 mm Estilo 240

Caja x 10 unid

Pinzas y Tijeras Vitrorretinianas (Tweezer)

Tweezer-Pinzas y tijeras retinianas descartables



Mango rotatorio 360°

Asistencia por resorte sin tracción

Gauge	Grip (Agarre)	Jaws (Mandíbulas)	Cut (Corte)	Cuerpo Extraño
20G (Amarillo)				
23G (Naranja)				
25G (Azul)				
27G (Violeta)				

BackFlush

Backflush Descartable con mango completo- Activo/Pasivo



Incluye:


• Convertidor Luer F/F

• Tapón


Gauge	Punta Estandar (Charles)	Punta Suave
25g		

Trocares

Juego de trocares descartables con válvula removible



Mecanismo de inserción y uso de la válvula removible



Disponibles en:

Amarillo 20G

Naranja 23G

Azul 25 G

Violeta 27G

Incluye:

1. Trocar valvulado desechable preinstalado – 3 unidades.
2. Insertores de cánula con punta afilada – 3 unidades.
3. Línea de infusión para BSS – 1 unidad.

Vitretores

Compatibles con los principales equipos de vitrectomía

Ingeniería
Italiana

Diseñados para integrarse con los sistemas de vitrectomía más utilizados a nivel mundial



Disponibles en:

Amarillo 20G

Naranja 23G

Azul 25 G

Violeta 27G



Adaptadores disponibles para múltiples plataformas

Escanéa para descargar la tabla en tamaño ampliado




INSTRUMENT	PSI
ALCON Legacy	20
BAUSCH LOMB Millennium	20
GEUDER Megatron S3	20
RUCK Pentasys/2	25
RUCK Qube	25
GEUDER Megatron S4(single chamber)	26-27
AMO Signature	29
OPTIKON Assistant – Pulsar –Antares–AMO Gemini	30
OPTIKON Revo Smart	30
AMO Sovereign	33
OERTLI OS4	35-37
ALCON Accurus	42
DORC Associate	42
B&L Stellaris	42
DORC Associate HIGH SPEED/ULTRAVIT	42
DORC EVA	42
OPTIKON Revolution	43
ZEISS Visalis	43
ALCON Infiniti	52
ALCON Constellation	52

PSI Aktive cutters	Max CPM	20G	23G	25g	27g
20	800 single cut 1600 dual cut	AK-0201/AA single cut AK-0201/AA2 dual cut	AK-0231/AA single cut AK-0231/AA2 dual cut		
20	800 single cut 1600 dual cut	AK-0215/AB single cut AK-0215/AB2 dual cut	AK-0245/AB single cut AK-0245/AB2 dual cut	AK-0275/AB single cut AK-0275/AB2 dual cut	AK-0294/AB single cut AK-0294/AB2 dual cut
20	2000 single cut 4000 dual cut	AK-0200/BA single cut AK-0200/BA2 dual cut	AK-0230/BA single cut AK-0230/BA2 dual cut	AK-0260/BA single cut AK-0260/BA2 dual cut	AK-0286/BA single cut AK-0286/BA2 dual cut
25	3000 single cut 6000 dual cut	AK-0206/AA single cut AK-0206/AA2 dual cut	AK-0236/AA single cut AK-0236/AA2 dual cut	AK-0266/AA single cut AK-0266/AA2 dual cut	AK-0288/AA single cut AK-0288/AA2 dual cut
25	5500 single cut 11000 dual cut	AK-0208/AB single cut AK-0208/AB2 dual cut	AK-0238/AB single cut AK-0238/AB2 dual cut	AK-0268/AB single cut AK-0268/AB2 dual cut	AK-0290/AB single cut AK-0290/AB2 dual cut
26-27	6000 single cut 12000 dual cut	AK-0207/BA single cut AK-0207/BA2 dual cut	AK-0237/BA single cut AK-0237/BA2 dual cut	AK-0267/BA single cut AK-0267/BA2 dual cut	AK-0289/BA single cut AK-0289/BA2 dual cut
29	2500 single cut 5000 dual cut	AK-0203/AB single cut AK-0203/AB2 dual cut	AK-0233/AB single cut AK-0233/AB2 dual cut		
30	2000 single cut 4000 dual cut	AK-0210/AB single cut AK-0210/AB2 dual cut	AK-0240/AB single cut AK-0240/AB2 dual cut	AK-0270/AB single cut AK-0270/AB2 dual cut	AK-0292/AB single cut AK-0292/AB2 dual cut
30	5000 single cut 10000 dual cut	AK-0204/AB single cut AK-0204/AB2 dual cut	AK-0234/AB single cut AK-0234/AB2 dual cut	AK-0264/AB single cut AK-0264/AB2 dual cut	AK-0284/AB single cut AK-0284/AB2 dual cut
33	800 single cut 1600 dual cut	AK-0202/AA single cut AK-0202/AA2 dual cut	AK-0232/AA single cut AK-0232/AA2 dual cut		
35-37	5000 single cut 10000 dual cut	AK-0209/EAA single cut AK-0209/EAA2 dual cut	AK-0239/EAA single cut AK-0239/EAA2 dual cut	AK-0269/EAA single cut AK-0269/EAA2 dual cut	AK-0291/EAA single cut AK-0291/EAA2 dual cut
42	2000 single cut 4000 dual cut	AK-0220/AC single cut AK-0220/AC2 dual cut	AK-0250/AC single cut AK-0250/AC2 dual cut	AK-0280/AC single cut AK-0280/AC2 dual cut	AK-0295/AC single cut AK-0295/AC2 dual cut
42	5000 single cut 10000 dual cut	AK-0205/BF single cut AK-0205/BF2 dual cut	AK-0235/BF single cut AK-0235/BF2 dual cut	AK-0265/BF single cut AK-0265/BF2 dual cut	AK-0287/BF single cut AK-0287/BF2 dual cut
42	6000 single cut 12000 dual cut	AK-0219/AC single cut AK-0219/AC2 dual cut	AK-0249/AC single cut AK-0249/AC2 dual cut	AK-0279/AC single cut AK-0279/AC2 dual cut	AK-0297/AC single cut AK-0297/AC2 dual cut
42	8000 single cut 16000 dual cut	AK-0221/GC single cut AK-0221/GC2 dual cut	AK-0251/GC single cut AK-0251/GC2 dual cut	AK-0281/GC single cut AK-0281/GC2 dual cut	AK-0298/GC single cut AK-0298/GC2 dual cut
43	6000 single cut 12000 dual cut	AK-0211/AB single cut AK-0211/AB2 dual cut	AK-0241/AB single cut AK-0241/AB2 dual cut	AK-0271/AB single cut AK-0271/AB2 dual cut	AK-0293/AB single cut AK-0293/AB2 dual cut
52	800 single cut 1600 dual cut	AK-0226/AD single cut AK-0226/AD2 dual cut	AK-0256/AD single cut AK-0256/AD2 dual cut		
52*	7500 single cut 15000 dual cut	AK-0225/ABB single cut AK-0225/ABB2 dual cut	AK-0255/ABB single cut AK-0255/ABB2 dual cut	AK-0285/ABB single cut AK-0285/ABB2 dual cut	AK-0299/ABB single cut AK-0299/ABB2 dual cut

Vitreectores

Según el modelo el cuerpo puede ser transparente o blanco.



Corte Dual




El puerto de aspiración permanece constantemente abierto para una mayor aspiración.

Corte Simple



El puerto de aspiración se abre y se cierra de manera alternada.



Adaptador para línea de presión, conectores A-D 1 por caja (no estéril) Disponible el diferentes Combinación



Elige tu conector personalizado para tu línea de aspiración y línea de presión

Sondas de Luz

Sondas de Fibra Óptica para Iluminación estándar o con Depresor D

Ingeniería



Italiana



Estándar

Con depresor D
(herramienta
combinada:
Iluminación y
Depresión retiniana)

Disponibles en:


Amarillo 20G

Naranja 23G


Azul 25 G

Violeta 27G


Decide qué tipo de iluminación necesitas:



Sonda de Fibra Óptica
Estándar



Sonda de Fibra Óptica
de Gran Angular



funciona como adaptador del equipo,
garantizando una conexión estable y
segura con tu plataforma quirúrgica.

Sonda de Fibra Óptica Estándar


20g	23g	25g	27g
AK-0420/A	AK-0422/A	AK-0424/A	AK-0530/A
AK-0420/B	AK-0422/B	AK-0424/B	AK-0530/B
AK-0420/T	AK-0422/T	AK-0424/T	AK-0530/T
AK-0420/K	AK-0422/K	AK-0424/K	AK-0530/K
AK-0420/D*	AK-0422/D*	AK-0424/D*	AK-0530/D*
AK-0420/S	AK-0422/S	AK-0424/S	AK-0530/S
AK-0420/R	AK-0422/R	AK-0424/R	AK-0530/R
AK-0420/E	AK-0422/E	AK-0424/E	AK-0530/E
AK-0420/G	AK-0422/G	AK-0424/G	AK-0530/G

Sonda de Fibra Óptica de Gran Angular

20g	23g	25g
AK-0421/A	AK-0423/A	AK-0425/A
AK-0421/B	AK-0423/B	AK-0425/B
AK-0421/T	AK-0423/T	AK-0425/T
AK-0421/K	AK-0423/K	AK-0425/K
AK-0421/D*	AK-0423/D*	AK-0425/D*
AK-0421/S	AK-0423/S	AK-0425/S
AK-0421/R	AK-0423/R	AK-0425/R
AK-0421/E	AK-0423/E	AK-0425/E
AK-0421/G	AK-0423/G	AK-0425/G




Sondas de Luz




NSTRUMENTO	CÓD
ALCON	A
B&L	B
OPTIKON 1	T
OPTIKON 2	K
DORC	D
SYNERGETICS	S
RUCK	R
OERTLI	E
GEUDER	G



Escanéame



 @deloalto.latam
 Deloalto Latam
 Miami-Florida

 info@deloaltolatam.com
 +1 (713) 887-5018
 deloaltolatam.com

¡Contáctenos hoy!